



## Desinfektions-Reiniger Super F6000

### Anwendungsgebiete:

Lösung zur Reinigung und Desinfektion von abwaschbaren, nicht porösen Oberflächen.

Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang. Wirkt gegen Bakterien (u.a. Salmonellen, Listerien, und MRSA), Hefen, Pilze und Viren (u.a. Noro-, Rota-, Adeno-, Polio- und Vacciniaviren, H1N1, H7H9, HBV und Coronaviren). Aldehyd- und parfümfrei.

pH-Wert s n a

### Produkteigenschaften:

- bakterizid, levurozid, fungizid, voll viruzid
- zertifiziert nach DGHM/VAH
- für Böden und abwaschbare Oberflächen

### Anwendung:

Zunächst grobe Verschmutzungen entfernen. Anwendungslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Für eine bakterizide, levurozide, fungizide sowie begrenzt viruzide Wirksamkeit PLUS 60ml/l dosieren und 15 Minuten einwirken lassen. Wischhilfe (Tuch, Schwamm o.ä.) in Lösung tränken. Oberflächen feucht wischen. Für eine desinfizierende Wirkung auf vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Mit Wasser in Trinkwasserqualität nachwischen und an der Luft trocknen lassen. Beachten sie bitte das Etikett!

### Hinweis:

BAuA: Reg. Nr. N-103840

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

### Artikel:

	Inhalt	1l
	EAN VKE	4000602007465
	Artikelnr.	1745000
	Gewicht VKE	1,78kg
	Palette VKE	352

### Verpackung:

	Inhalt	8
	EAN VSE	4000602097459
	Lagen / Palette	4
	Gewicht VSE	14,24kg
	Palette VSE	44